

Galvanic
ultrasonic



Manual

Estimado cliente:

Gracias por elegir Galvanic Ultrasonic de BioFamily. Para darle un uso y mantenimiento adecuados, lea detenidamente las instrucciones antes de empezar a utilizarlo y guárdelas en un lugar adecuado para futuras consultas.

BioFamily se reserva el derecho a la interpretación final de estas instrucciones. Todo el contenido de este manual es de uso orientativo y basado en el correcto mantenimiento y estado del producto. Las imágenes son solo de referencia. En caso de que surjan problemas durante su uso, consulte el servicio de asistencia técnica de BioFamily.

Notas específicas:

1. Todo el contenido de estas instrucciones ha sido cuidadosamente revisado. En caso de que tenga alguna duda o haya errores de impresión, corríjalos y guarde la comunicación. La empresa se reserva el derecho de interpretación.
2. Los productos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Galvanic Ultrasonic es un dispositivo inteligente de última generación dotado de un sistema de masaje basado en energías naturales como son los ultrasonidos y los infrarrojos.

Su sofisticada elaboración ha sido pensada para ofrecer el mejor servicio al cuidado de nuestro bienestar, aplicando de manera 100% eficiente todas sus numerosas capacidades y potencial energético para satisfacer tus necesidades.

Por eso, Galvanic Ultrasonic es el producto más demandado para el masaje dermal, ya que aúna todos los beneficios de la experiencia única que se obtiene al cuidar de nuestro cuerpo con la máxima seguridad y eficacia que se logra gracias a un dispositivo como éste.

Galvanic Ultrasonic de BioFamily combina cuatro eficaces tecnologías para lograr potenciar esos geniales resultados:

- Emisión de iOnes (Corriente galvánica)
- Emisión de Photones (rojo, azul, verde)
- Tratamiento por ultrasonidos
- Masaje por vibración

Si utiliza habitualmente productos de cosmética relacionados con el cuidado de la piel, es conveniente entonces combinarlos junto a este dispositivo de cuidado y belleza, fácil de transportar y de utilizar.

¿Qué consigues con ello?

Limpia tu piel de forma profunda.

Mejora tu bienestar diario.

Masajea las zonas de aplicación, generándote una sensación positiva de relax y confort.

Ayuda al movimiento de grasa en zonas donde se acumula en exceso.

Contribuye a equilibrar tu sensación física positiva.

Estimula las zonas de aplicación para lograr unos mayores resultados que se traducen en una mejora de tu estado gracias a la luz de Fotón tri-cromática, en combinación con el resto de modos de masaje.



¡PRECAUCIÓN!

Este dispositivo no calienta en exceso. Aún así, en caso de que en algún momento notase más temperatura de la normal, le recomendamos que paralice su masaje por precaución.

Recomendaciones de uso

1. **Galvanic Ultrasonic de BioFamily** se debe de utilizar bajo condiciones normales. Recuerde desconectar el dispositivo de la alimentación y desenchufar el cable cuando interrumpa el masaje. Esto evitará un sobrecalentamiento y alargará el ciclo de vida del producto.
2. Es normal que la cabeza del masajeador se caliente un poco cuando se utiliza en modo ultrasonidos, y podrá sentir algún pequeño "pinchazo". El uso de cremas para el cuidado de la piel puede aliviar las molestias del calor. **Es imprescindible el uso de gel de ultrasonidos** especial para este masaje y para el uso con Fotón tri-cromático.
3. Evitar usar esta máquina en una misma área durante mucho tiempo. Muévelo en su piel en círculos para evitar el efecto causado por la energía de ondas de ultrasonidos. Aplíquelo con gel. A fin de obtener un mejor masaje, coloque la cabeza del masajeador en la superficie de la piel por completo cuando aplique.
4. Limpie el cabezal de masaje después de su uso. Se recomienda utilizar un paño suave y húmedo para evitar arañarlo. No utilice ningún limpiador químico a este efecto, de lo contrario puede provocar un mal funcionamiento o que se acorte el ciclo de vida.

Nota: Por favor, lea detenidamente esta información antes de usar su dispositivo. Esto le ayudará a asegurarse de la validez de la garantía y alargará el ciclo de vida del producto.

Precauciones

1. No desarme el producto por usted mismo. Todos los componentes internos sólo pueden ser reparados por un técnico especializado.
2. No utilice ningún otro alimentador excepto el original. Si utiliza uno distinto puede causar mal funcionamiento o ser peligroso.
3. Aunque la tecnología aplicada por este dispositivo se considera una alternativa de belleza realmente ventajosa y apropiada, hay que tener en cuenta que no es apta para todo el mundo. No deben recurrir a la misma las mujeres embarazadas, ni personas con marcas-pasos, o prótesis metálicas.
4. Mantenga este producto alejado de los niños.

Cómo funciona

Conecte el adaptador al dispositivo y enchúfelo a la red eléctrica. Escuchará un sonido: "beep". La luz del LCD se encenderá, lo que significa que está en carga. El dispositivo ya estará listo para trabajar.

Por favor, cargue la máquina antes de su uso. Una vez conectado, con la pantalla display LCD encendida, comenzará su carga. Al finalizar, se apagará.

Tiempo de carga: Alrededor de 3 horas

Tiempo de trabajo: Aproximadamente 2,5 horas de forma continua.

Descripción de las funciones


Ultrasonidos (CV): La vibración a través de ultrasonidos de 330 kHz hace que vibre todo el cuerpo, masajeando cada área en la que se aplica. Los ultrasonidos mejoran y catalizan nuestro bienestar gracias a su acción, además de generarnos una increíble sensación placentera tras su aplicación.

Ion + (Cationes): Se formará un circuito de corriente eléctrica entre la palma de la mano y la zona de la piel en la que se aplique, al usar ion positivo. Basado en las características de que las cargas o polos opuestos se atraen, el efecto ion+ puede sacar fuera la suciedad de la zona y realizar una limpieza profunda.

Ion- (Aniones): Se formará un circuito de corriente eléctrica entre la palma de la mano y la zona de cuidado de la piel aplicada, al usar por el dispositivo en modo ion negativo. Basado en que las cargas iguales se repelen, la función ion- puede empujar a los nutrientes naturales y cosméticos de la crema de cuidado de la piel para una mejor absorción.

Photon: Acción de emisión de fotones a través de los tri-cromáticos:
















LUZ ROJA | LUZ AZUL | LUZ AMARILLA

 Luz roja: 620-630nm
apto para cualquier tipo de piel.

 Luz azul: 460-470nm
Apto para cualquier tipo de piel. Adecuado especialmente para el tipo de piel grasa.

 Luz amarilla: 580-590nm
Apto para cualquier tipo de piel.

Podrá combinar las diferentes funciones de distintas maneras

Funciones Combinadas	SONIC	ION+	ION-	MASSAGE	PHOTON
UNA					
DOS					
TRES					
CUATRO					

Partes del producto

Cabezal de masaje de acero inoxidable antioxidante de alta calidad

Emisores de luz LED tri-cromática

Pantalla Display LCD

Refuerzo lateral galvanizada de alta calidad

Sonic))))
ion+	⊕⊕⊕⊕
ion-	⊖⊖⊖⊖
Masaje	
Photon	
Tiempo	15 min

Selección de función

Ajuste de potencia



Botón ON/OFF

Inicio de tratamiento



Modo de aplicación

Nota: Aplicar Gel especial de ultrasonidos en la cabeza del masajeador, encender el dispositivo.



Realice movimientos simples de izquierda a derecha repitiéndolos de manera simétrica.



Realice movimientos simples de abajo hacia arriba repitiéndolos de manera simétrica.



Asegúrate de apoyar de manera completa el cabezal del dispositivo sobre la piel.

Comenzando a utilizarlo

1. Pulse el botón **ON/OFF**. La pantalla LCD se encenderá después de un "beep".

Opción de trabajo simple:

2. Pulse el botón **MODE** y seleccione la función **SONIC**. El indicador de la pantalla LCD parpadeará. Presione **SHIFT** para ajustar la potencia. Pulse **CFM** para comenzar a trabajar.

Opción de trabajo mixto:

3. Pulse el botón **MODE** por segunda vez y seleccione otra función deseada como, por ejemplo, emisión de iones (**ION**). El indicador de la pantalla LCD parpadeará. Presione **SHIFT** para ajustar la potencia. Pulse **CFM** para comenzar a trabajar.

Opción de funciones combinadas:

4. Pulse el botón **MODE** por tercera vez y seleccione otra función deseada como, por ejemplo, **MASAJE**. El indicador de la pantalla LCD parpadeará. Presione **SHIFT** para ajustar la potencia. Pulse **CFM** para comenzar a trabajar.

Opción de funciones mixtas:

5. Pulse el botón **MODE** por cuarta vez y seleccione otra función deseada como, por ejemplo, emisión de Photones (**PHOTON**). El indicador de la pantalla LCD parpadeará. Presione **SHIFT** para ajustar la potencia. Pulse **CFM** para comenzar a trabajar.

Nota: Las funciones ION- e ION+ no pueden trabajar simultáneo.

Timer o tiempo de apagado automático.

Por defecto a los 15 minutos el dispositivo se apagará automáticamente. Presione el botón **MODE** para elegir el modo Ttiempo (**TIME**), después pulse el botón **SHIFT** para elegir cambiar los minutos y configurarlo desde 1 a 19 minutos. Tras elegir lo deseado, pulse el botón **CFM** para comenzar.

NOTA:

El tiempo de aplicación recomendado es de 15 minutos sin llegar a superar los 30 minutos seguidos. No utilice el dispositivo más de 3 veces a la semana.

Comprobar el correcto funcionamiento

Para comprobar si está funcionando de manera correcta la función de ultrasonidos (**SONIC**) puede realizar las siguientes acciones:

1. Coloque un poco de agua en la parte superior de la cabeza del masaje. Encienda el dispositivo, seleccione el modo **SONIC** y pulse el botón comenzar. Si el agua se mueve o disuelve en gotas más pequeñas indica que los ultrasonidos funcionan bien.

NOTA: Reinicie la máquina para seguir utilizándola después de la parada automática.

Aspectos a tener en cuenta

1. Limpie la piel profundamente antes de comenzar. Elimine por completo el maquillaje y restos de suciedad.
2. Aplique el gel masajeador en el cabezal del dispositivo. A lo largo del movimiento del masaje, mueva el cabezal del masajeador de la mandíbula a la parte inferior de la oreja lentamente.
3. Al finalizar, límpie la cara con agua. Posteriormente, aplique cremas ricas en nutrientes de forma homogénea por todo el contorno de la cara.
4. En la función **PHOTON**, seleccione el tipo de photon que desee pulsando **SHIFT** y mueva la cabeza del masajeador por tu piel cada 5 segundos.

Ejemplos de masajes

Masajes sobre puntos negros

1. Limpie la piel profundamente con productos adecuados. Masaje para aclarado de la piel. Posteriormente, aplicar gel o crema de aclarado de la piel sobre puntos negros o zonas deseadas.
2. Seleccione la función SONIC junto a la función iOn- y configúrelo en intensidad media.
3. Dejar en una misma posición el cabezal durante unos 20 segundos.

Masajes sobre piel con acné

1. Limpie la piel profundamente con productos adecuados.
2. Seleccione la función SONIC junto a la función ION- y configúrelo en intensidad media.
3. Masajes alrededor de las zonas de acné y utilice el Photón azul para iluminar el área de acné alrededor de 15-20 minutos.
4. Use luz de Photón roja para estimular las zonas en las que se está aplicando el masaje. El tiempo aproximado es de unos 10 minutos.

NOTA: *-El masaje en pieles con acné puede ser más eficaz utilizando conjuntamente la función MASSAGE.*



Aspectos técnicos

Voltaje (entrada)	AC100-240 V
Voltaje (salida)	5v , 800mA
Frecuencia CV	3MHz 5%
Peso neto	135g
Tamaño (mm)	178 x 48 x 45



Correcta eliminación de este producto

Este símbolo indica que dentro de la UE este producto no debería de tirarse junto a otros residuos domésticos. Para prevenir posibles daños al medioambiente o a la salud de las personas. Recíclelo responsablemente para promover una reutilización sostenible de recursos materiales.

ASISTENCIA TÉCNICA: 692 27 60 15



ATENCIÓN CLIENTE: 656 85 11 92
atencionalcliente@biofamily.es

BIOFAMILY
www.biofamily.es